



Patient Instructions

Pinworm Exam Collection

For this Test:

Pinworm Examination

Use this Container:

Pinworm Paddle Collection Vial



Instructions for Collection:

1. Avoid using antacids, barium, bismuth, antibiotics, anti-amebics, anti-diarrheal medication or oily laxative prior to collection of the specimen.
2. Obtain a special “Pinworm Paddle” collection vial from physician’s office. Stool specimens are not acceptable for pinworm examination.
3. Specimen is best obtained one to three hours after patient has retired for the evening, or first thing in the morning before bath or bowel movement.
4. Remove the paddle from the vial provided. With the sticky side down, press the paddle to the perianal region. Return the paddle to the vial and close tightly.
5. Label the container (not the lid) with patient name, date of birth, date/time of collection.

Keep the specimen at ROOM TEMP and deliver to the laboratory or physician IMMEDIATELY.

Note: One negative result does not rule out the possibility of pinworm infection. The physician may request three to four consecutive morning specimens to establish a diagnosis.



Recolección de muestra para examen de oxiuros

Instrucciones para pacientes

Specimen Collection for Pinworm Examination

Para esta prueba:

Examen de Oxiuros

Utilice este recipiente:

Recipiente con paleta de recolección para oxiuros



Instrucciones para la recolección de muestras:

1. Evite ingerir anti-ácidos, bario, bismuto, antibióticos, medicamentos antiamibianos o antidiarréicos y laxantes aceitosos antes de recolectar las muestras.
2. Obtenga un recipiente especial con "Paleta de Recolección" para muestras de oxiuros en el consultorio de su doctor. No se aceptan muestras de heces fecales para exámenes de oxiuros.
3. La mejor muestra se obtiene entre una y tres horas después de que el paciente se haya retirado a descansar por la noche, o a primera hora de la mañana, antes de bañarse y de que ocurran movimientos intestinales.
4. Retire la paleta del recipiente suministrado. Con el lado adhesivo hacia abajo, presione la paleta en la región perianal. Regrese la paleta al recipiente y cierre perfectamente.
5. Etiquete el recipiente (no la tapa de éste) con el nombre del paciente, fecha de nacimiento y fecha y hora de recolección de la muestra.

Mantenga la muestra a TEMPERATURA AMBIENTE y entréguela INMEDIÁTAMENTE a su médico a al laboratorio.

Nota: Un resultado negativo no elimina la posibilidad de infección de oxiuros. El médico puede solicitar tres o cuatro muestras matutinas consecutivas para establecer un diagnóstico.